

検査内容変更のお知らせ

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てをいただき、厚くお礼申し上げます。

さてこの度、下記項目につきまして現行試薬の販売中止に伴い、同一メーカーが販売する後継試薬に、来年 1 月より変更させていただくことに致しましたので、取り急ぎご案内申し上げます。

誠に勝手ではございますが事情をご賢察の上、何卒ご了承の程お願い申し上げます。

敬 具

記

対象項目 / 変更内容

コード	検査項目名	変更箇所	新	旧	備考
2088	クオンティーフエロン 3G	項目コード 項目名称 報告形態	2410 Q F T - P l u s 判定 TB1 値 TB2 値 Mitogen Nil	2088 クオンティーフエロン3G 判定 TB 抗原値 Mitogen Nil	測定試薬の 変更

変更期日

- 平成 31 年 1 月 4 日（金）受付日分より

《QFT-Plus の特徴》

- 新しく CD4+T 細胞に加え CD8+T 細胞の応答を検出することにより、免疫機能低下症例での感度向上に貢献しています。
- 判定結果は、陽性、陰性、判定不可で報告し、「判定保留」はございません。

《結果の解釈》

Nil 値 (IU/mL)	TB1 値 (IU/mL)	TB2 値 (IU/mL)	Mitogen (IU/mL)	結果	解釈
8.00 以下	0.35 以上かつ Nil 値の 25%以上	不問	不問	陽性	結核感染を疑う
	不問	0.35 以上かつ Nil 値の 25%以上	不問	陽性	結核感染を疑う
	0.35 未満、あるいは 0.35 以上かつ Nil 値の 25%未満		0.50 以上	陰性	結核感染していない
			0.50 未満	判定不可	結核感染の有無について判定できない
8.00 を超える	不問	不問	不問	判定不可	結核感染の有無について判定できない