

喀痰細胞診専用容器変更のお知らせ

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素より格別のお引き立てをいただき、厚くお礼申し上げます。

さてこの度、喀痰細胞診専用容器を 本年 11 月より変更させていただくことに致しましたので、取り急ぎご案内致します。


誠に勝手ではございますが、何卒ご了承の程お願い申し上げます。

敬具

記

変更内容

● 喀痰細胞診専用容器 [容器番号：46番]

変更内容	新	旧
容 器		
添 加 剤	DDT 液	サコマノ氏液 エタノール、 ポリエチレングリコール
保管方法	常温保存	常温保存

変更期日

● 2020年11月1日（木）発注分より

(お手元の旧容器につきましては、11月以降もご使用いただけます。旧容器の在庫がなくなり次第、新容器へ移行いただきますようお願い申し上げます。)

※ご不明な点がございましたら、弊社までお問い合わせください。