

## 新規受託項目のお知らせ

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。  
平素は格別のお引き立てをいただき、厚くお礼申し上げます。  
さてこのたび、下記項目の検査受託を開始することとなりましたのでご案内いたします。  
弊社では皆様のご要望にお応えすべく、今後も検査の新規拡大に努めてまいります。

敬具

記

### 新規受託項目

- [2675] クラミジア・トラコマチス核酸検出《TMA 法》
- [2676] 淋菌核酸検出《TMA 法》
- [2677] 淋菌／クラミジア・トラコマチス同時核酸検出《TMA 法》

### 受託開始日

- 2023年5月8日(月)

## 淋菌／クラミジア・トラコマチス 核酸検出《TMA 法》

クラミジア・トラコマチスおよび淋菌は、最も頻度の高い性感染症です。男性では尿道炎、女性では子宮頸管炎などとして発症しますが、多くはその症状が軽度であったり、無症状です。また近年では性行動様式の多様化により、クラミジア・トラコマチスおよび淋菌の咽頭感染が増加しており、これらの多くが無症状であること、淋菌では薬剤耐性菌が蔓延していることから、初期診断において、性器のみならず咽頭での潜在的な感染を明らかにすることが重要と考えられます。

本検査は、TMA 法(Transcription Mediated Amplification)を用いてクラミジア・トラコマチスおよび淋菌の核酸検出を行います。またクラミジア・トラコマチスの変異株についても対応しております。

### 検査要項

項目コード	2675	2676	2677
検査項目名	クラミジア・トラコマチス核酸検出《TMA 法》	淋菌核酸検出《TMA 法》	淋菌／クラミジア・トラコマチス同時核酸検出《TMA 法》
報告書印字名	クラミジア／TMA	淋菌／TMA	淋菌クラミジア／TMA 淋菌 クラミジア・トラコマチス
検体量	ぬぐい液 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">指定容器</span> *1 —— または —— 初尿 2mL <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">指定容器</span> *2 —— または —— うがい液 2mL <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">指定容器</span> *2	同左	同左
保存方法	冷蔵	同左	同左
検査方法	TMA 法	同左	同左
基準値	検出せず	同左	同左
検査実施料	193 点	204 点	270 点
判断料	150 点(微生物学的検査判断料)	同左	同左
所要日数	1～2 日	同左	同左
備考	*1 指定容器は、あらかじめご依頼ください。容器名称／TMA STD スワブ採取セット *2 指定容器は、あらかじめご依頼ください。容器名称／TMA STD うがい液・尿採取セット ※咽頭検体は、ぬぐい液(咽頭擦過物)、うがい液、いずれの検体でも検査できます。		